

EuroVac Mini

Sistema di drenaggio post-operatorio a basso vuoto ad aspirazione costante e continua, a circuito chiuso al 100%

EuroVac è un sistema a basso costo di funzionamento, semplicissimo da usare, che assicura una guarigione più veloce e più sicura delle ferite post-operatorie.



CE
0476

STERILE R



CLASSE IIa

REGOLA 7

Caratteristiche

- Pressione di aspirazione: 40 mmHg.
- Connettore morbido per tutti i drenaggi da CH 10 a CH 18 in PVC (con innesto diretto) e in silicone (tramite l'apposito adattatore).
- Sistema a circuito chiuso, con tre valvole di non ritorno che eliminano la necessità di manovrare clamp, lasciando libere le mani.
- Semplicissimo da attivare, una volta connesso il drenaggio, è sufficiente comprimere l'unità aspirante.
- Fissaggio al letto del paziente tramite doppio gancio.
- Svuotamento del contenitore aspirante alla sacca di raccolta senza interrompere il circuito.
- Possibilità di rimozione della sacca inferiore per la deambulazione più agevole del paziente.



Specifiche

- Contenitore aspirante: capacità 200 ml, graduato.
- Sacca di raccolta inferiore: capacità 500 ml, graduata e munita di filtro antibatterico.
- Contenitore aspirante: poliuretano, diam. 8 cm.
- Sacca di raccolta: PVC, diam. 20 cm.
- Valvole di non ritorno: silicone, PVC.
- Tubo: PVC, lung. 90 cm.
- Connettori: styrolux, tappi: flexirene.
- Sterilizzato a raggi gamma e confezionato in doppia busta tipo "peel".
- Incluso nella confezione il set di connettori per drenaggi.
- Non contiene lattice. Invasivo.

Codici

EV-MS1	EuroVac Mini con sacca di raccolta removibile. Box 20 pz.	CND A0601010102	RDM 1677019/R
EV-S00	Sacca di ricambio. Box 25 pz.	CND A060301	RDM 1279490/R

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

52

Revisione del 03.10.2019