


Visiontest 2

La misurazione optometrica innovativa
con test speciali per il rinnovo
della patente di guida



Visiontest 2 è in grado di creare e visualizzare in tempo reale oltre 200 test: visione mono, visione stereo, sensibilità al contrasto, colori, emulazione del Lang, ipovisione e altre tipologie di tests. speciale esame dello stress visivo, configurazione dell'unità di misura.

Tests per la patente di guida relativa alla direttiva 91/439/CEE

- **Valutazione acutezza visiva**
- **Visione crepuscolare**
- **Sensibilità all'abbagliamento**
- **Sensibilità al contrasto**
- **Senso cromatico**



Specifiche tecniche:

Schermo	21.5" LED Full HD
Distanza	da 2.0 a 6.0 mt
Larghezza	46 cm
Altezza	37 cm
Spessore	5 cm
Peso	4 Kg
Alimentazione	100÷240 Vac 50/60Hz
Consumo	60W max



Accessori:

Stampante Laser monocromatica 



Videocamera di sorveglianza

Tests:

- Snellen
- Sloan
- Albini
- Landolt
- Prescolari
- Numeri
- ETDRS
- Shoober
- Worth
- Ishihara
- Amsler
- Confusione
- Fissazione
- Stereopsis
- Ortottica
- Astigmatismi
- Mira reticolare
- Sfondo rosso / verde
- Mira cilindri crociati
- Sensibilità al contrasto
- Rinnovo patente di guida
Direttiva 91/439/CEE

Distribuito in esclusiva in Europa da:



Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel.: 051.810572 • 051.817902 • 051.817850
FAX: 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it
Sito WEB: www.simitalia.it