

Pompa di precisione da 1 e 3 litri

Per accurati controlli di taratura periodici.
Adatte per spirometri CHEST.
Espellono ed aspirano aria dal raccordo frontale

Caratteristiche

Pompa da 1L

Adattatore in silicone diametro interno 28mm.
Volume totale: 1L
Accuratezza: +/- 1%
Corpo: Plastica acrilica
Pistone: Alluminio
Oring: Neoprene

Pompa da 3L

Adattatore in silicone diametro interno 28mm.
Volume totale: 3L
Accuratezza: +/- 1%
Corpo: Alluminio
Pistone: Poliammide
Oring: Teflon

Specifiche

REF 05-9601-060103* Pompa da 3L
REF 04-1350-150101* Pompa da 1L



CLASSE I (con funzione di misura)
Regola 1

* Prodotto non a magazzino e disponibile solo su specifica richiesta

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

Pompa di precisione da 1 e 3 litri

italograph

Per accurati controlli di taratura periodici, indispensabili per tutti gli spirometri (modello "Professionale" e modello Clinico") e la calibrazione dei modelli "Alpha", 2120, 2150, 2160.

Caratteristiche

- Controllo di taratura e di linearità dello spirometro eseguibile per tutto il range di capacità volumetrica e non solamente ad un volume fisso
- Assenza di tacche di riferimento per evitare possibili errori
- Precisione superiore allo 0,5% rispetto alla media e conforme agli standards internazionali
- Certificazione di ogni pompa con numero di serie
- Utilizzabile per spirometri a rilevamento volumetrico e a rilevamento pneumotografico
- Espellono aria dal raccordo frontale ed aspirano aria da una valvola posteriore

Specifiche

REF 20.408* Pompa da 1 litro

REF 36.020* Pompa da 3 litri



CLASSE I (con funzione di misura)



* Prodotto non a magazzino e disponibile solo su specifica richiesta

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it