

# Ear Hook monouso

Disegnata per rimuovere delicatamente i sedimenti dal canale dell'orecchio, piuttosto che spingerli ancora più in profondità. I due differenti terminali lo rendono adatto all'uso sia su pazienti adulti che ragazzi.

Lunghezza: 135mm.

Materiale: Acetale con fibre di vetro

Sterilizzazione a ossido di etilene.

Privo di lattice.

NZ3441-100 Box da 100 Pz. (non sterile ma igienicamente puliti)



CLASSE I

REGOLA 5



Revisione del 04.12.2008



ORL

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

