

Incisore per Miringotomia

Disegnato in modo da incidere correttamente la membrana timpanica in modo pulito e preciso. L'elemento di acciaio può essere angolato a piacere in modo da evitare di ostruire il campo visivo. Il manipolo è stato disegnato per consentire un comodo e preciso orientamento.

Lunghezza totale mm.: 157mm.

Lunghezza manipo mm.: 95mm.

Materiali: Acciaio e Polipropilene

Confezionato in busta sterile.


Box da una busta o da 10 buste.

Sterilizzazione a ossido di etilene.


Privo di lattice.

NZ3245 Box da 1 busta

NZ3245-10 Box da 10 buste



Revisione del 21.01.2008



ORL

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

