


# SIM MICRO CANNULA

CANNULE DI ASPIRAZIONE IN PVC


COMPLETE DI MANIPOLO CON CONTROLLO DI ASPIRAZIONE Ø 1,5 MM.



CE  
0476  
CLASSE IIa  
REGOLA 6  
STERILE R  
2  
LATEX

- Particolarmente adatte negli interventi di Neuro Chirurgia, ORL, Maxillo Facciale, in Chirurgia dentale e più in generale in Micro Chirurgia
- Punte arrotondate atraumatiche
- Cannule prodotte in cloruro di polivinile PVC medicale
- Doppia angolatura
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS).
- Codice colore per un immediato riconoscimento
- Non contengono lattice
- Sterilizzate a raggi gamma
- Confezionate in blister singoli sterili


Revisione del 27.04.2010



| Codice          | Diametro Interno mm. | Diametro Esterno mm. | CH | Lunghezza complessiva cannula mm. | Colore manipolo | Pz. per BOX |
|-----------------|----------------------|----------------------|----|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| SMCP110X200X160 | 1,1                  | 2,0                  | 6  | 160                               | VERDE           | 60          |
| SMCP190X300X160 | 1,9                  | 3,0                  | 9  | 160                               | BLU             | 60          |
| SMCP290X400X160 | 2,9                  | 4,0                  | 12 | 160                               | BIANCO          | 60          |

# SIM MICRO HANDLE

MANIPOLO CON CONTROLLO DI ASPIRAZIONE PER AGLI/CANNULA



- Maggiore presa e manovrabilità
- Dotato di controllo di aspirazione
- Prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS) di colore bianco
- Non contiene lattice
- Confezionato in blister singolo sterile
- Sterilizzato a raggi gamma
- Non invasivo

CODICE: SMH  
Box 40 pz.

CE  
0476  
CLASSE Is  
REGOLA 2  
STERILE R  
2  
LATEX

ORL

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

