



# SIM MICRO HANDLE

MANIPOLO CON CONTROLLO DI ASPIRAZIONE PER AGHI/CANNULA



- Maggiore presa e manovrabilità
- Dotato di controllo di aspirazione
- Prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS) di colore bianco
- Non contiene lattice
- Confezionato in blister singolo sterile
- Sterilizzato a raggi gamma
- Non invasivo

CODICE: SMH  
Box 40 pz.



Revisione del 26.09.2006

ORL

Distribuito da:

**S**imitalia s.r.l.<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: [info@simitalia.it](mailto:info@simitalia.it) WEB: [www.simitalia.it](http://www.simitalia.it)

