


# Epistaxis Catheter

## Cateteri per epistassi in silicone



Revisione del 06.04.2011



### Caratteristiche

- Realizzati al 100% in silicone medical grade per garantire la massima biocompatibilità
- I palloni gonfiabili flessibili determinano una pressione sui tessuti diretta ed uniforme
- La punta distale arrotondata e la morbidezza del silicone facilitano l'inserimento e l'atraumaticità del dispositivo
- Il pallone più grande da 30 cc. consente il controllo delle emorragie anteriori e centrali
- Il pallone più piccolo fino a 10 cc. consente il controllo delle emorragie posteriori
- Il canale centrale aperto consente il mantenimento della normale attività respiratoria del paziente
- Ogni pallone è controllato da un cuff per la verifica del gonfiaggio e per evitare sovrappressioni
- Ideale per le procedure chirurgiche di settoplastica, rinoplastica ed intranasali.

Prodotto	Codice	Capacità Pallone	Lunghezza	CH	Applicazione	Box
Catetere per epistassi	CE3000S1	30 cc.	100 mm.	24	Intra-anteriore	6pz.
Catetere per epistassi	CE1000S1	10 cc.	190 mm.	15	Posteriore	6pz.
Catetere per epistassi	CE3010S1	30 e 10 cc.	111 mm.	24	Anteriore e posteriore	6pz.

ORL

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

