

# Ear Speculae

Disegnati per ridurre la luminosità ed il riflesso della luce del microscopio. Sezione ovalizzata in modo da conformarsi al canale dell'orecchio. Tre misure disponibili. Il bordo laterale facilita il grip delle dita.

Materiale : Polietilene

- NZ3230-5 Diametro esterno 6mm 5 Pz. / Confezione
- NZ3231-5 Diametro esterno 5mm 5 Pz./ Confezione
- NZ3232-5 Diametro esterno 4mm 5 Pz./ Confezione
- NZ3233-5 Diametro esterno 3mm 5 Pz./ Confezione

- NZ3230-100 Diametro esterno 6mm 100 Pz. / Confezione
- NZ3231-100 Diametro esterno 5mm 100 Pz./ Confezione
- NZ3232-100 Diametro esterno 4mm 100 Pz./ Confezione
- NZ3233-100 Diametro esterno 3mm 100 Pz./ Confezione



Forniti igienicamente puliti in busta chiusa

Revisione del 27.09.2011

# Micro Cannula di aspirazione con o senza regolatore di aspirazione

Disegnato per aspirare i fluidi e le secrezioni dal canale dell'orecchio medio  
Possono essere adattati alla curva desiderata.  
Lunghezza cannula: 100mm.

Confezionato in busta sterile.  
Box da 10 buste.  
Sterilizzazione a ossido di etilene.  
Privo di lattice.



## Solo cannula


- NZ4254 14 Gauge ØExt. 2.17 mm Verde 20 Pz./ Confezione
- NZ4250 16 Gauge ØExt. 1.6 mm Bianco 20 Pz./ Confezione
- NZ4251 18 Gauge ØExt. 1.2 mm Rosa 20 Pz./ Confezione
- NZ4252 20 Gauge ØExt. 0.9 mm Giallo 20 Pz./ Confezione
- NZ4253 22 Gauge ØExt. 0.7 mm Nero 20 Pz./ Confezione

## Cannula con regolatore di aspirazione

- NZ3254 14 Gauge ØExt. 2.17 mm Verde 10 Pz./ Confezione
- NZ3250 16 Gauge ØExt. 1.6 mm Bianco 10 Pz./ Confezione
- NZ3251 18 Gauge ØExt. 1.2 mm Rosa 10 Pz./ Confezione
- NZ3252 20 Gauge ØExt. 0.9 mm Giallo 10 Pz./ Confezione
- NZ3253 22 Gauge ØExt. 0.7 mm Nero 10 Pz./ Confezione



**CE** CLASSE IIa **STERILE EO**  
0120 REGOLA 6



Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

