


KIT CHIRURGICO PER STAPEDECTOMIA E ORECCHIO MEDIO



Il Kit si presenta pronto all'uso con le cannule opportunamente posizionate in modo da non danneggiare la confezione

CE CLASSE IIa
0476 REGOLA 6



- Punte arrotondate atraumatiche
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula
- Angolate
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS).
- Tubo di connessione prodotto in PVC
- Codice colore per un immediato riconoscimento
- Non contengono lattice
- Sterilizzate a raggi gamma
- Confezionate in blister singoli sterili

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



Composto da:

- 2 cannule lunghezza 90mm., diametro esterno 0.7mm., CH2
- 2 cannule lunghezza 90mm., diametro esterno 1.0mm., CH3
- 2 cannule lunghezza 90mm., diametro esterno 1.4mm., CH4
- 2 cannule lunghezza 80mm., diametro esterno 2.0mm., CH6
- 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500mm., diametro esterno 8.0 mm.

REF KIT001

Box da 10 kit

ORL

Distribuito da:


Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it




KIT CHIRURGICO PER ORECCHIO MEDIO

Il Kit si presenta pronto all'uso con le cannule opportunamente posizionate in modo da non danneggiare la confezione



Revisione del 11.11.2009



- Punte arrotondate atraumatiche
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula
- Angolate
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS).
- Tubo di connessione prodotto in PVC
- Codice colore per un immediato riconoscimento
- Non contengono lattice
- Sterilizzate a raggi gamma
- Confezionate in blister singoli sterili

Composto da:

- 1 cannule lunghezza 90mm., diametro esterno 1.0mm., CH3
- 1 cannule lunghezza 90mm., diametro esterno 1.4mm., CH4
- 1 cannule lunghezza 80mm., diametro esterno 2.0mm., CH6
- 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500mm., diametro esterno 8.0 mm.

REF KIT002

Box da 10 kit

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

ORL

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it



KIT CHIRURGICO PER ORECCHIO MEDIO


DISEGNO ANATOMICO



CONTROLLO DI ASPIRAZIONE INCORPORATO

Il Kit si presenta pronto all'uso con le cannule opportunamente posizionate in modo da non danneggiare la confezione

 **CLASSE IIa**
0476 **REGOLA 6**
  



- Punte arrotondate atraumatiche
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula
- Angolate
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS).
- Tubo di connessione prodotto in PVC
- Codice colore per un immediato riconoscimento
- Non contengono lattice
- Sterilizzate a raggi gamma
- Confezionate in blister singoli sterili


- Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Composto da:

- 1 cannula lunghezza 90mm., diametro esterno 0.7mm., CH2
- 1 cannula lunghezza 90mm., diametro esterno 1.0mm., CH3
- 1 cannula lunghezza 90mm., diametro esterno 1.4mm., CH4
- 1 cannula lunghezza 80mm., diametro esterno 2.0mm., CH6
- 1 cannula lunghezza 80mm., diametro esterno 3.0mm., CH9
- 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500mm., diametro esterno 8.0 mm.

REF KIT003

Box da 10 kit



ORL

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it



KIT CHIRURGICO PER ORECCHIO MEDIO


DISEGNO ANATOMICO



CONTROLLO DI ASPIRAZIONE INCORPORATO

Il Kit si presenta pronto all'uso con le cannule opportunamente posizionate in modo da non danneggiare la confezione

 **CLASSE IIa**
0476 **REGOLA 6**
STERILE **R**  



- Punte arrotondate atraumatiche
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula
- Angolate
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS).
- Tubo di connessione prodotto in PVC
- Codice colore per un immediato riconoscimento
- Non contengono lattice
- Sterilizzate a raggi gamma
- Confezionate in blister singoli sterili


- Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Composto da:

- 1 cannula lunghezza 90mm., diametro esterno 0.7mm., CH2
- 1 cannula lunghezza 90mm., diametro esterno 1.0mm., CH3
- 1 cannula lunghezza 80mm., diametro esterno 4.0mm., CH12
- 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500mm., diametro esterno 8.0 mm.

REF KIT004

Box da 10 kit



ORL

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

