

# Catetere per aspirazione bronchiale curvo con cono


## Scopo

Per la rimozione delle secrezioni della bocca, dalla trachea e dai bronchi per raggiungere la massima diffusione di ossigeno attraverso il tessuto polmonare.

## Caratteristiche

Punta distale morbida ed arrotondata con diametro interno costante per tutta la lunghezza del catetere

- massimo effetto di aspirazione
- punta smussata, minori traumi
- punta distale curva per una facile introduzione nel bronco sinistro
- nessuna riduzione dell'effetto aspirante grazie alla forma curva della punta distale
- trattamento "frozen" della superficie facilita l'introduzione attraverso il tubo endotracheale
- solo per uso con dispositivi che consentono un controllo separato dell'aspirazione
- cono con codice colore per rapida identificazione della misura
- due piccoli fori laterali circolari riducono i rischi di adesione alla mucosa
- elevata efficienza a livelli di aspirazione ridotti



Revisione del 26.09.2006



**CLASSE I**  
**REGOLA 5**

STERILE EO



## Tipo Müllly

- Shore A78

## Tipo Optimal

- Shore A64

## Specifiche

Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical-grade  
Confezionato in busta singola tipo "PEEL"  
Sterilizzazione ad ossido di etilene (EO)  
Non contiene lattice, invasivo



	Shore A durezza	Lunghezza senza cono mm.	Diametro esterno del tubo mm.						
			2.0 CH 06 CODICE	2.7 CH 08 CODICE	3.3 CH 10 CODICE	4.0 CH 12 CODICE	4.7 CH 14 CODICE	5.3 CH 16 CODICE	6.0 CH 18 CODICE
 Mully curvo 2 fori laterali	78	490	08001183* Box 2000	08003183* Box 2000	08005183* Box 2000	08007183* Box 1600	08009183* Box 1600	08011183* Box 1600	08014183* Box 1600
Optimal curvo 2 fori laterali	64	560				08023183* Box 1600	08025183* Box 2000	08027183* Box 1600	

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Anestesia e  
Rianimazione

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it