

# Catetere per aspirazione bronchiale retto con Fingertip

## Scopo

Per la rimozione delle secrezioni della bocca, dalla trachea e dai bronchi per raggiungere la massima diffusione di ossigeno attraverso il tessuto polmonare.

## Caratteristiche

Punta distale morbida ed arrotondata con diametro interno costante per tutta la lunghezza del catetere

- punta smussata, minori traumi
- trattamento "frozen" della superficie facilita l'introduzione attraverso il tubo endotracheale
- solo per uso con dispositivi che consentono un controllo separato dell'aspirazione
- fingertip con codice colore per rapida identificazione della misura
- due piccoli fori laterali circolari riducono i rischi di adesione alla mucosa
- elevata efficienza a livelli di aspirazione ridotti

## Tipo Müllly

- Shore A78

## Specifiche

Fingertip prodotto in cloruro di polivinile (PVC)  
 Catetere prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade  
 Confezionato in busta singola tipo "PEEL"  
 Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)  
 Non contiene lattice, invasivo



Revisione del 14.02.2008



**CLASSE I**  
**REGOLA 5**

STERILE EO



	Shore A durezza	Lunghezza senza Fingertip mm.	Diametro esterno del tubo mm.							
			1.7 CH 05 CODICE	2.0 CH 06 CODICE	2.7 CH 08 CODICE	3.3 CH 10 CODICE	4.0 CH 12 CODICE	4.7 CH 14 CODICE	5.3 CH 16 CODICE	6.0 CH 18 CODICE
 Mully retto 2 fori laterali	78	480	06009183 Conf. 100 Box 1200*	06011183 Conf. 100 Box 600	06013183 Conf. 100 Box. 600	06015183 Conf. 100 Box 600	06017183 Conf. 100 Box 600	06019183 Conf. 100 Box 600	06021183 Conf. 100 Box 600	06023183 Conf. 100 Box 600

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

**Anestesia e  
Rianimazione**

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**  
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
 UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
 Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
 Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
 E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it