

Catetere per aspirazione bronchiale retto con cono

Scopo

Per la rimozione delle secrezioni della bocca, dalla trachea e dai bronchi per raggiungere la massima diffusione di ossigeno attraverso il tessuto polmonare.

Caratteristiche

- punta distale morbida ed arrotondata con diametro interno costante per tutta la lunghezza del catetere
- trattamento "frozen" della superficie, facilita l'introduzione attraverso il tubo endotracheale e di tracheotomia
- raccomandato solo per l'uso con dispositivi che consentono il controllo dell'aspirazione
- codice colore per una rapida identificazione del CH
- massimo effetto di aspirazione
- minori traumi

Mully retto

- alta efficienza a basse pressioni di aspirazione
- due piccoli fori laterali circolari riducono il rischio di adesione alla mucosa
- Shore A78

Optimal

- stesse caratteristiche del Mully ma più soffice, Shore A64



Revisione del 26.09.2006



CLASSE I
REGOLA 5




STERILE EO



Specifiche

Mully/Optimal: Cloruro di polivinile (PVC) Medical grade
Funnel: Cloruro di polivinile (PVC)
Confezione in busta singola tipo "PEEL"
Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)
Non contiene lattice – Invasivo



	Shore A durezza	Lunghezza senza cono mm.	Diametro esterno del tubo mm.									
			1.3 CH 04 CODICE	1.7 CH 05 CODICE	2.0 CH 06 CODICE	2.7 CH 08 CODICE	3.3 CH 10 CODICE	4.0 CH 12 CODICE	4.7 CH 14 CODICE	5.3 CH 16 CODICE	6.0 CH 18 CODICE	6.7 CH 20 CODICE
 Mully retto	78	490		05066183* Box 2000	05069183 Conf. 100 Box 1000	05074183 Conf. 100 Box 1000	05077183 Conf. 100 Box 1000	05081183 Conf. 100 Box 800	05086183 Conf. 100 Box 800	05090183 Conf. 100 Box 800	05094183 Conf. 100 Box 800	05097183* Box 1200
 Mully - Uno metric	78	290	12001183* Box 3000	12002183* Box 3000	12003183* Box 2000	12004183* Box 2000						
 Optimal retto	64	490		05100183* Box 2000	05102183 Conf. 100 Box 1000	05105183 Conf. 100 Box 1000	05108183 Conf. 100 Box 1000	05110183 Conf. 100 Box 800	05112183 Conf. 100 Box 800	05115183 Conf. 100 Box 800	05117183 Conf. 100 Box 800	

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

**Anestesia e
Rianimazione**

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it