

Catetere per ossigenoterapia a breve o lungo termine

Scopo

Per ossigenoterapia a breve o lungo termine (flussi limitati)

Caratteristiche

- punta distale aperta morbida ed arrotondata e otto fori laterali assicurano una erogazione regolare e continua del flusso di ossigeno
- adatta per la cavità orofaringea

Specifiche

Catetere prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical-grade
 Confezionato in busta singola tipo "PEEL"
 Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)
 Non contiene lattice, invasivo




Revisione del 26.10.2010



CLASSE IIa
REGOLA 5

STERILE EO



	Shore A durezza	Colore	Lunghezza senza connettore mm.	Diametro esterno del tubo mm.			
				2.7 CH 08 CODICE	3.3 CH 10 CODICE	4.0 CH 12 CODICE	4.7 CH 14 CODICE
 Punta distale aperta 8 fori laterali	74	Verde	360	19005183* Box 3000	19006183 Conf. 100 Box 1000	19007183* Box 3000	19008183 Conf 100 Box 1000

* Prodotto non in magazzino e disponibile su specifica richiesta

Anestesia e
Rianimazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
 UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
 Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
 E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it