

# NGHold - Fermacatetere nasogastrico



CLASSE I

REGOLA 1



Revisione del 26.09.2006

## SCOPO

Per trattenere la sonda nasogastrica in modo semplice ed efficace, proteggendo la pelle del paziente ed agevolando il lavoro del Personale Sanitario.

## CARATTERISTICHE

- L'astina ferma catetere prodotta in nylon di colore bianco è regolabile a piacere dall'operatore in modo da trattenere e mantenere nella corretta posizione la sonda nasogastrica
- Facile e veloce da applicare, dopo aver deterso la pelle, è sufficiente staccare il velo di carta protettiva presente sul foam adesivo in espanso polivinilico e applicare il prodotto sul naso del paziente (vedi figura)
- Applicabile anche indossando guanti medicali grazie al comodo invito di cui è dotato
- Estremamente confortevole per il paziente grazie:
  - ⇒ al morbido foam in PVC di colore bianco spessore 10/10 con il quale è prodotto
  - ⇒ al supporto di alluminio spessore 4 micron che permette al foam di adattarsi alle forme anatomiche del paziente
  - ⇒ all'adesivo a base acquosa
- Sia il foam che l'elemento adesivo sono atossici e riducono il rischio di irritazioni della cute
- Protegge la sonda nasogastrica da eventuali strozzature in corrispondenza del ritenitore
- Consente una completa visione del punto di introduzione della sonda nasogastrica, la quale risulta essere libera da elementi di nastro adesivo
- Conveniente per il personale paramedico
- Una volta rimosso il NGHOLD, la patina adesiva che rimane sulla cute del paziente può facilmente essere asportata utilizzando una spugnetta imbevuta di acqua tiepida saponata.
- Non contiene lattice
- Non invasivo
- Non sterile

## SPECIFICHE

Disponibile in 2 misure:

Prematuri/Neonati: per catetere - CH 06, 09; (confezione da 100 pezzi)

Adulti/Ragazzi: per catetere - CH 10, 12, 14, 16, 18; (confezione da 100 pezzi)

## CODICE

CH100 Prematuri/Neonati

CH200 Adulti/Ragazzi

Anestesia e  
Rianimazione

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it