

Occhiale per ossigenoterapia nasale a lungo termine

Scopo

Ossigenoterapia nasale a lungo termine

Caratteristiche

- nessun effetto claustrofobico
- non produce vomito
- assicura l'osservazione di cianosi
- più confortevole della maschera
- si adatta all'uso sia su bambini che su adulti
- cannula soffice estremamente confortevole
- tubo di collegamento per il fissaggio della cannula dietro la testa per consentire al paziente di mangiare, bere e parlare e muoversi senza interferenze
- uniforme dispersione di ossigeno
- riduce i rischi di disidratazione della mucosa
- il modello curvo di forma ergonomica, estremamente confortevole

Specifiche

Tubo, connettore, cannula nasale

Prodotti in cloruro di polivinile (PVC)

Cannula: CH 10

Tubo di collegamento: CH 10, CH 14

Connettore e funnel per l'ossigeno

Prodotti in cloruro di polivinile (PVC)

Confezionato in busta singola tipo "PEEL"

Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)

Non contiene lattice, invasivo




Revisione del 26.09.2006





CLASSE IIa

REGOLA 5

STERILE EO



	Colore	Lunghezza del tubo mm.	Codice	Codice
 Con forcelle curve	Trasparente	2000	29015183* Box 300 pz.	
 Con forcelle dritte	Trasparente Verde trasparente	2000	29017183* Box 300 pz.	29001183 Conf. 50 pz. Box 300 pz.

* Prodotto non in magazzino e disponibile su specifica richiesta

Anestesia e
Rianimazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it