

Set per aspirazione tracheale - Raccogliitore per campionamento

SCOPO

Collegabile al catetere per aspirazione per il prelievo delle secrezioni bronchiali o tracheali per analisi microbiologica o citologica.

CARATTERISTICHE

- resistente contenitore trasparente, facile osservazione del materiale aspirato
- tappo supplementare per il trasporto sicuro fino al laboratorio
- corredato di etichetta adesiva per identificazione del paziente
- cono per la connessione al tubo di collegamento compatibile con una vasta gamma di cateteri di aspirazione CH 04-18
- disponibile anche con fingertip maschio connesso al catetere per aspirazione
- provvisto di dispositivo atto a garantire una raccolta delle secrezioni da campionare
- capacità 12 ml. circa

SPECIFICHE

Tubo per esami prodotto in polistirene (PS)
Lunghezza 100 mm., diametro esterno 16 mm.
Confezionato in busta singola tipo "PEEL"
Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)
Non invasivo – Non contiene lattice



Revisione del 17.05.2007



CLASSE I
REGOLA 1

STERILE EO



| Immagine descrittiva contenuto per codice | Codice | Confezione Box |
|--|----------|-----------------------------|
| <p>Da utilizzare con cateteri tipo Vacutip</p> | 24001183 | Conf. 50 pz. Box 300 pz. |
| <p>Da utilizzare con cateteri con funnel</p> | 24004183 | Conf. 50 pz. Box 300 pz. |
| <p>Da utilizzare con cateteri con funnel</p> | 24005183 | Conf. 50 pz. Box 200 pz. |
| <p>Da utilizzare con cateteri con funnel</p> | 24006183 | Conf. 50 pz. Box 300 pz. |

Anestesia e Rianimazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it