

Umidificatore

Specifiche

Umidificatore monopaziente collegabile al bocchettone di uscita dell'ossigeno dei concentratori.
Munito di raccordo con filettatura 9/16"

Codice

M003102

CE CLASSE IIa
0543



Anestesia e
Rianimazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it