

Anesthesia-Aid

Disposable eye shield

SPERIAN
Protection you can trust



Revisione del 24.07.2009

Anesthesia-Aid è un sistema veloce ed efficace per proteggere gli occhi durante l'anestesia. Questi scudi oculari sono privi di lattice e ipoallergenici e proteggono l'occhio durante l'anestesia, ne mantengono l'umidità, minimizzano i traumi, prevengono le abrasioni alla cornea ed efficacemente le infezioni degli occhi, inoltre tengono lontane eventuali particelle estranee.

Normalmente gli occhi vengono coperti con un nastro adesivo, ma questa procedura è dispendiosa in termini di tempo ed è difficoltosa da eseguire per il personale che indossa i guanti, inoltre può danneggiare la pelle estremamente delicata nella zona perioculare. Gli occhi infatti vengono protetti con un unguento che potrebbe causare temporanee irritazioni. Anesthesia-Aid rappresenta un' alternativa veloce ed efficace.

Oltre all'utilizzo durante l'anestesia, il dispositivo può essere utilizzato in terapia intensiva, nei pazienti sottoposti a respirazione artificiale caratterizzati dal mantenimento delle palpebre sempre aperte. L'enorme vantaggio rispetto all'utilizzo del nastro adesivo è rappresentato dal fatto che con Anesthesia-Aid risulta più semplice controllare periodicamente i pazienti essendo il dispositivo facilmente removibile.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Mantiene l'occhio ben chiuso minimizzando i traumi e mantenendo la corretta umidità
- L'adesivo è solo sui bordi esterni per consentire una perfetta chiusura ma impedendo che si "appiccichino" le sopracciglia
- Una pratica linguetta permette una facile rimozione senza traumi
- Monouso
- Ipoallergenico
- Privo di lattice
- Marcato CE
- Confezionati a coppia in busta chiusa

CE CLASSE I
REGOLA 1



REF 31-7500 Box da 50 coppie

Anestesia e
Rianimazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it