

Copriclamp in silicone



0197

CLASSE IIa

REGOLA 7

STERILE EO



Revisione del 26.09.2006

SCOPO

Le copriclamp in silicone sono usate per coprire le punte delle clamps in acciaio inossidabile degli strumenti chirurgici (enterostati, Satinski, ecc.) e sono state studiate per ridurre il trauma ai vasi ed ai tessuti clampati, garantendone un'efficace ed atraumatica occlusione.

CARATTERISTICHE

Sono monouso, radiopache, sterilizzate ad ossido di etilene e disponibili in tre misure e colori:

- 2,5 mm. X 13 cm. mini colore rosso;
- 5,1 mm. X 13 cm. midi colore bianco;
- 7,6 mm. X 13 cm. maxi colore blu.

CODICE

06-1-011 rosso mini
06-1-012 bianco midi
06-1-013 blu maxi

Confezione: 2 guaine per busta, 10 buste per box.

Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it