


Copriclamp in stoffa



CLASSE IIa

REGOLA 7

STERILE EO



Revisione del 26.09.2006

SCOPO

Le copriclamp in stoffa sono usate per coprire le punte delle clamps in acciaio inossidabile degli strumenti chirurgici (enterostati, Satinski, ecc.) e sono state studiate per ridurre il trauma ai vasi ed ai tessuti clampati, garantendone un'efficace ed atraumatica occlusione.

CARATTERISTICHE

Sono monouso, sterilizzate ad ossido di etilene e disponibili nelle versioni "radiopaca" e "non radiopaca". Confezione 4 guaine per busta, 10 buste per box.

CODICE

07-1-001
bianco mm. 3,2 x cm. 13 (non radiopaca)
07-1-002
bianco mm. 9,5 x cm. 13 (non radiopaca)
07-2-001
bianco mm. 3,2 x cm. 15 (radiopaca)
07-2-002
bianco mm. 9,5 x cm. 15 (radiopaca)
07-2-004
bianco mm. 6,3 x cm. 15 (radiopaca)

Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

