

Disarp - Retrattore addominale assorbente monouso

SCOPO

Per uso intraoperatorio per la retrazione addominale es. nelle laparotomie e per l'assorbimento del sangue nel campo operatorio.

CARATTERISTICHE

Regolabile ed atraumatico

- può essere piegato nella posizione desiderata a seconda del tipo di intervento
- facile da inserire
- non danneggia i tessuti

Posizione stabile

- sostituisce il retrattore e/o la pezza laparotomica a seconda del tipo di intervento
- contiene costantemente i visceri per rendere libero il campo chirurgico
- consente all'aiuto o all'assistente di partecipare più attivamente all'intervento

Assorbente e radiopaco

Limita l'uso, durante l'intervento, di garze laparotomiche e tamponi, può essere strizzato e successivamente riposizionato, è antistatico quando viene inumidito in soluzioni saline prima dell'uso.

Monouso



- nessun rischio di infezioni crociate




Revisione del 26.09.2006

SPECIFICHE

Copertura in tessuto poliammidico medical-grade
Tampone prodotto in poliuretano medical-grade
Stecca prodotta in acciaio inossidabile flessibile
Capacità assorbente: disarp lungo circa 200 ml., disarp corto circa 100 ml. Due etichette di controllo
Confezione doppia. Sterilizzazione ad ossido di etilene (EO)
Non contiene lattice. Invasivo

| | Misura mm. | Codice | Box |
|---|---------------|----------|------------|
|  | 250 x 50 x 50 | 34043183 | Box 25 pz. |
|  | 450 x 50 x 50 | 34044183 | Box 25 pz. |



Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

