

Lacci vascolari in silicone shore 60

CARATTERISTICHE

- Fabbricati in silicone medical grade durezza shore 60
- Sono utilizzati per separare ed identificare vene, arterie, nervi durante le procedure chirurgiche
- Sezione ellittica per distribuire la pressione e minimizzare i traumi
- Monouso
- Radiopachi
- Lunghezza 45 cm.
- Sono disponibili in quattro colori: bianco, rosso, giallo e blu ed in tre misure: mini, maxi e supermaxi.
- Confezionati in doppia busta sterile (sterilizzato a raggi gamma).




Confezione: 2 loops per busta sterile, 10 buste per box

CODICE

VL-201D - rosso mini VL-205D - rosso maxi VL-214D - blu super maxi
VL-202D - blu mini VL-206D - blu maxi
VL-203D - giallo mini VL-207D - giallo maxi
VL-204D - bianco mini VL-208D - bianco maxi



MISURE REALI SEZIONE LACCI VASCOLARI

		
MINI	MAXI	SUPER MAXI
(0.9 x 1.3 mm.)	(1.2 x 2.4 mm.)	(1.3 x 4.7 mm.)



CLASSE IIa

REGOLA 7

Revisione del 19.11.2007

Chirurgia

Distribuito da:

 **Simitalia s.r.l.**[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it