

MED Cleaner - Tergielettrodo



Revisione del 26.09.2006



CLASSE Is
REGOLA 1



MED Cleaner

- Tergielettrodo a tecnologia avanzata.

CARATTERISTICHE

Il Tergielettrodo consente una perfetta abrasione degli elettrodi senza cedere agli stessi alcun frammento che potrebbe dare origine a granulomi o aderenze. La tela abrasiva è fabbricata con ossido di alluminio fissato con resina di durezza 25-30 KNOOP secondo normativa ASTM-USA.

Ogni MED CLEANER contiene un filo radiopaco di bario.

SPECIFICHE

Scatola da 36 pezzi in busta singola sterile (raggi gamma).
Minimo ordinabile 8 scatole.

CODICE

MEC 10.040

Chirurgia

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it