

OP-Flex® - Cannule e set per aspirazione chirurgica Pool

SCOPO

Per l'aspirazione di sangue e secrezioni in chirurgia addominale, toracica, ginecologica e epatica.

CARATTERISTICHE

- Impugnatura ergonomica progettata per una facile manipolazione
- Connettori morbidi anti-occlusione
- Resistente alle piegature in tutte le posizioni
- Morbido e flessibile cono di collegamento universale, tagliabile secondo necessità e collegabile a tutti gli aspiratori (8-10 mm., 10-14 mm., 14-18 mm.)
- Tubo di connessione flessibile per una facile manipolazione
- I fori di aspirazione determinano una aspirazione atraumatica
- Tubo di aspirazione interno dotato di 2 fori laterali
- Sicuro ed affidabile collegamento tra il tubo di connessione ed il contenitore di aspirazione
- POOL esterna bianca radiopaca
- POOL trasparente consente una facile osservazione del flusso



Revisione del 10.07.2009

SPECIFICHE

Manico: Stirene - Butadiene
 Diametro interno della punta 4,2 mm.
 Lunghezza cannula 175 mm.
 Cannula di aspirazione: Stirene - Butadiene
 POOL: Polipropilene
 Tubo di connessione e connettori in PVC, SH A74
 Confezione doppia busta
 Sterilizzato ad Ossido di Etilene (ETO)
 Non contiene lattice. Invasivo






CLASSE IIa
REGOLA 6

STERILE EO



Cannula di aspirazione

Set per aspirazione

	Diametro interno della cannula mm.	Codice	Diametro interno/esterno del tubo 5.6/8.0 mm.	Lunghezza del tubo mm.	Codice
				2100	34072183* Conf. 50 pz. Box 300* pz.
			Con pool standard	3500	34073183* Box 300* pz.
	4,2	33035183 Conf. 25 pz. Box 200 pz.		2100	34070183* Box 300 pz.
Con pool radiopaca			Con pool radiopaca	3500	34071183* Box 150 pz.

*Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
 UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
 Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
 E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it