


OP-Flex[®] - Cannule e set per aspirazione chirurgica



SCOPO

Per l'aspirazione di sangue e secrezioni.

CARATTERISTICHE

- Impugnatura ergonomica progettata per una facile manipolazione
- Connettori morbidi anti-occlusione
- Resistente alle piegature in tutte le posizioni
- Morbido e flessibile cono di collegamento universale, adattabile a qualsiasi connettore tra gli 8 e i 18 mm.
- Sicuro ed affidabile collegamento tra il tubo di connessione ed il contenitore di aspirazione
- Elimina la necessità di diversi tipi di connettori
- Tubo di connessione flessibile per una facile manipolazione
- Il flusso costante abbatte sensibilmente il rumore generato durante l'uso
- Ampia gamma di terminali per soddisfare tutte le specialità chirurgiche
- Veloce ed affidabile sostituzione del manico di aspirazione

Revisione del 17.05.2010



CLASSE IIa
REGOLA 6

STERILE EO



SPECIFICHE

Impugnatura: Stirene-Butadiene

Cannula di aspirazione: Cloruro di polivinile (PVC)

Tubo di connessione e connettori: Cloruro di polivinile (PVC), SH A74

Impugnatura in doppia busta tipo "peel"

Tubo di connessione in doppia busta tipo "peel"

Set pronto all'uso in doppia busta tipo "peel"

Sterilizzato a ossido di etilene


Non contiene lattice
Invasivo

Disegno innovativo
ed ergonomico



Aspirazione costante
e più silenziosa

Cono di
collegamento
universale



Chirurgia

















Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

Cannula di aspirazione

Set per aspirazione

 Lunghezza della cannula 155 mm.	Diametro interno esterno della cannula mm.	Codice	Confezione Box	Diametro interno/esterno del tubo 5.6/8.0 mm.	Lung. del tubo mm.	Codice	Confezione Box
 OP-Flex® Tapered Yankauer - vacuum control	2.6/4.6	33038183	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Tapered Yankauer - vacuum control	2100 3500	34074183* 34076183*	Box 150 Box 150
 OP-Flex® Tapered Yankauer - 4 fori laterali	2.6/4.6	33032183	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Tapered Yankauer - 4 fori laterali	2100 3500	34063183 34065183	Box 50 Box 50
 OP-Flex® Sump Yankauer OP-Flex® Sump Yankauer - vacuum control	4.6/6.5 4.6/6.5	33043183 33042183*	Conf. 50 Box 300 Box 600	 OP-Flex® Sump Yankauer OP-Flex® Sump Yankauer - vacuum control	2100 3500 2100 3500	34082183 34083183 34079183* 34081183*	Box 50 Box 50 Box 600 Box 150
 OP-Flex® Flatened Yankauer OP-Flex® Flatened Yankauer - vacuum control	4.6/6.5 4.6/6.5	33045183 33044183*	Conf. 50 Box 300 Box 600	 OP-Flex® Flatened Yankauer OP-Flex® Flatened Yankauer - vacuum control	2100 3500 2100 3500	34087183 34088183 34084183* 34086183*	Box 50 Box 50 Box 600 Box 150
 OP-Flex® Yankauer 4 fori laterali OP-Flex® Yankauer 4 fori laterali vacuum control	4.6/6.5 4.6/6.5	33047183 33046183	Conf. 50 Box 300 Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Yankauer 4 fori laterali OP-Flex® Yankauer 4 fori laterali vacuum control	2100 3500 2100 3500	34092183 34094183 34089183* 34091183*	Box 50 Box 50 Box 600 Box 150
 OP-Flex® Yankauer - vacuum control  OP-Flex® Yankauer 4 fori laterali	5.0/7.5 5.0/7.5	33048183 33093183	Conf. 50 Box 300 Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Yankauer OP-Flex® Yankauer - vacuum control	2100 3500 2100 3500	34098183 34099183* 34096183* 34097183*	Box 50 Box 150 Box 600 Box 150
OP-Flex® Connecting tube CLASSE I – REGOLA 1	5.6/8.0			OP-Flex® Connecting tube 	2100 3500	16100183 16102183	Box 50 Box 50

*Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta