

Penna dermatografica



Sterile, monouso, con inchiostro atossico viola.

La traccia rimane per parecchi giorni ma può essere tolta facilmente con semplice acqua e sapone o alcool etilico o acetone.

Ogni penna è fornita in confezione singola (busta di carta medica che non rilascia particelle all'apertura) ed in scatole da 50 pezzi.

- Inchiostro atossico di colore viola formulato appositamente per la pelle
- La consistenza della penna garantisce una solida presa
- Fabbricata in polipropilene resistente alle rotture
- Dispositivo sterilizzato a raggi gamma
- Scala graduata da 0 a 7 cm. disegnata sull'involucro della penna
- Offre un continuo e regolare flusso di inchiostro per evitare macchie o interruzioni nella scrittura
- Include un righello supplementare nella confezione caratterizzato da doppia scala in cm. (da 0 a 12) ed in pollici (da 0 a 5)

Punta grossa

Cappuccio bianco, adatta per:

- Vene varicose
- Interventi alla tiroide
- Ortopedia
- Chirurgia generale
- Radiologia

Codice

VX5110



CLASSE I

REGOLA 1

STERILE R

