


# SIM Trode - Manipolo monouso per elettrochirurgia



Revisione del 26.09.2006



CLASSE IIb

STERILE R

REGOLA 9



## SIM Trode

- Manipolo monouso per elettrochirurgia completo di elettrodo a lama lunghezza cm. 7,0. Confezione singola sterile (sterilizzazione a raggi gamma).

## CODICE

10.029 Cavo da mt. 3 (Scatola da 100 blister)

- Elettrodi monouso di ricambio per manipoli con attacco 2,38 mm. Confezione singola sterile (sterilizzazione a ossido di etilene). Box da 24 pezzi.

## CODICE

10.031

Elettrodo a lama lunga lunghezza cm. 15,0

10.032

Elettrodo ad ago lunghezza cm. 7,0

10.034

Elettrodo a lama corta lunghezza cm. 7,0



CLASSE IIa

STERILE EO



Chirurgia

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it