


# Suture Aid Booties - Coprimorsi per portaaghi



CLASSE IIa

REGOLA 7

STERILE EO



Revisione del 26.09.2006

## SCOPO

Coprimorsi per portaaghi, creati per facilitare la presa e la tensione delle suture continue molto delicate (calibro 0,5-0,7-1-1,5) e facilitare l'identificazione delle suture durante specifici tipi di chirurgia.

## CARATTERISTICHE

Garantiscono una presa sicura delle suture senza danneggiarle.

Sono monouso, radiopachi, prodotti in vinile atossico e contenuti in uno specifico supporto autoadesivo.

Disponibili in 2 misure: standard (per pinze di Halsted) e grande (per pinze di Kelly).

## CODICE

05-1-003 SIM booties - giallo standard  
05-1-011 SIM booties - rosso standard  
05-1-012 SIM booties - blu standard  
05-1-014 SIM booties - bianco standard  
05-1-015 SIM booties - assortiti standard

05-1-004 SIM booties - rosa grande

Confezione: 5 coppie per supporto, 5 supporti per box.

Chirurgia

Distribuito da:

**S**imitalia s.r.l.<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it