

Tubi di collegamento per cannule di aspirazione

SCOPO

Tubo di collegamento tra l'unità aspirante e la cannula per aspirazione o altre apparecchiature.

CARATTERISTICHE

Non collassa a pressioni fino a 400 mm/Hg.

1 Fingertip - 1 Funnel

- Da utilizzare con cateteri di aspirazione Funnel

1 Funnel

- Da utilizzare con aspiratori dotati di connettori maschio

1 Funnel - 1 Funnel

- Da utilizzare con cateteri di aspirazione Funnel

1 Funnel - 1 Connettore con tappo

- Offre maggiore igiene

SPECIFICHE

Prodotti in Cloruro di polivinile (PVC), doppia busta, sterilizzato ad ossido di etilene (ETO).







Revisione del 18.01.2011



CLASSE I
REGOLA 1

STERILE EO



	Lunghezza del tubo (mm.)	Shore A durezza	Diametro int./est. del tubo mm.		
			5.6/8.0 CH 24 Codice	7.0/10.0 CH 30 Codice	
 1 Fingertip - 1 Funnel	2100	74	1602118X*		Box 150 pz.
 1 Funnel	2100 3000 4000	74 74 64	1605918X 1607418X*	1606418X*	Box 50 pz. Box 150 pz. Box 120 pz.
 2 Funnels	2100 3000 4000 4000	74 74 64 74	1604918X 1605018X 1604218X*	1605618X	Box 50 pz. Box 50 pz. Box 120 pz. Box 120 pz.
 1 Funnel - 1 connettore con tappo	2100	74	1606918X		Box 50 pz.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluenza nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it