

# Magneto Reusable



## Tappetino magnetico per campo sterile - riutilizzabile



Revisione del 12.11.2010

REF MAG-R001



CLASSE I  
REGOLA 1



### SCOPO

Destinato a minimizzare il rischio connesso con la manipolazione dello strumentario chirurgico in sala operatoria

### DESCRIZIONE

Tappeto magnetico per campo sterile - riusabile - risterilizzabile. I dischetti magnetici incapsulati nel tappeto siliconico trattengono saldamente i ferri chirurgici i quali possono però essere facilmente distaccati manualmente.

I dischetti distanziati permettono una agevole presa.

Dotato di quattro occhielli per un più agevole e sicuro fissaggio

### CARATTERISTICHE:

Fabbricato in silicone medical grade, nylon e magnete

Mantiene la propria integrità per almeno 300 cicli di sterilizzazione, sempre se utilizzato nel rispetto delle istruzioni per l'uso che accompagnano il dispositivo

Non sterile, Privo di lattice e confezionati singolarmente

Sterilizzabile a vapore in autoclave (121 °C per 20 minuti o 134 °C per 6 minuti)

Dimensioni 30x38 cm.

Peso: 795 grammi

Privo di lattice

Confezionati singolarmente

Chirurgia

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

