

Catetere di drenaggio di Ulmer in PVC senza e con ago-guida

Scopo

Per il drenaggio postoperatorio delle secrezioni delle ferite.

Caratteristiche

Trocar

- monouso, elimina i rischi di infezioni crociate
- la connessione con il drenaggio è priva di dislivelli al fine di minimizzare i danni ai tessuti

Catetere drenaggio di Ulmer

- fori a diametro graduale per garantire una aspirazione uniforme sulla intera lunghezza della parte perforata
- rimuove in 1° giornata post operatoria il 50% in più di liquidi rispetto ai cateteri tradizionali; in 2° e 3° giornata è 2,5 volte più efficiente rispetto ai cateteri tradizionali
- non collabisce
- composto in materiale acido resistente, radiopaco
- punta smussata e arrotondata al fine di minimizzare i danni ai tessuti
- tacche a 20, 40 e 60 mm dalla perforazione

Specifiche

Catetere di drenaggio di Ulmer

Prodotto in cloruro di polivinile (PVC)
Durezza "Shore A" 69, Lunghezza 500 mm.
Invasivo
Non contiene lattice

Ago-guida


Acciaio pieno





Confezione doppia busta tipo "PEEL"
Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)

NOTA: Il drenaggio di Ulmer senza ago guida può eventualmente essere abbinato agli aghi di trasfissione in acciaio riutilizzabile SIM NEEDLE



Revisione del 26.09.2006



 CLASSE IIa REGOLA 7	STERILE EO		Diametro interno/esterno mm.					
		Lunghezza del drenaggio mm.	Lunghezza di perforazione mm.	2.0/3.3 CH 10 CODICE	2.2/4.0 CH 12 CODICE	2.4/4.7 CH 14 CODICE	3.0/5.3 CH 16 CODICE	3.5/6.0 CH 18 CODICE
 Drenaggio Ulmer senza ago-guida	 Drenaggio Ulmer con ago guida in acciaio pieno	500	100		15024183* Box 600			
		500	120			15026183* Box 600	15028183* Box 600	15030183* Box 600
		500	80	15056182* Box 200				
		500	100		15058183* Box 200			
		750	80	15057183* Box 200				
		750	100		15059183* Box 200			
		750	120			15061183* Box 200	15063183* Box 150	15065183* Box 150

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Drenaggi

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it