

# Catetere di drenaggio in silicone con linea radiopaca

## Scopo

Per il drenaggio postoperatorio delle secrezioni delle ferite.

## Caratteristiche

- drenaggio tipo Redon
- dotato di linea radiopaca
- 5 fori laterali
- morbido ed atraumatico per i tessuti
- ideale per il drenaggio a lungo termine
- Include connettore compatibile con soffietti Uno-versal da 100 e 400 ml.
- non si altera durante il contatto a lungo termine con i liquidi tissutali
- la superficie idrorepellente minimizza i rischi di ostruzione causati da coaguli od incrostazioni, evita il collabimento assicurando pervietà ed eccellenti condizioni di flusso per lunghissimo tempo
- inerte ed essenzialmente non reattivo ai tessuti



Revisione del 05.02.2007



CLASSE IIa  
REGOLA 7

STERILE EO



## Specifiche

### Catetere per drenaggio

Prodotto in silicone medical-grade

Dotato di linea radiopaca

Lunghezza 500 mm.

Lunghezza della perforazione 90 mm.

Invasivo

Non contiene lattice

### Connettore

Parte morbida prodotta in elastomero termoplastico (TPE)


Parte rigida prodotta in ABS acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Non invasivo

Non contiene lattice

Confezione doppia busta tipo "PEEL"

Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)



Drenaggio in silicone con connettore per soffietto Unoversal

	Diametro esterno del drenaggio in mm.							
	3.3 CH 10	4.6 CH 12	5.0 CH 15	6.0 CH 18	7.0 CH 21	8.0 CH 24	10.0 CH 30	12.0 CH 36
CODICE	15087183	15088183	15089183	15090183	15091183	15092183	15093183	15094183*
Confezione	Conf. 50	Conf. 50	Conf. 50	Conf. 50	Conf. 50	Conf. 50	Conf. 50	Box 450
Box	Box 200	Box 200	Box 200	Box 150	Box 150	Box 150	Box 150	

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Drenaggi

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it