

## CONNETTORE

### Mod.: RIGIDO PER DRENAGGI

#### SCOPO

Prodotto in Polietilene rigido SH D46 particolarmente adatto come connettore per tubi o drenaggi in silicone.

#### SPECIFICHE

Disponibile in 3 differenti diametri.  
Lunghezza 7 cm.  
Sterilizzati a raggi gamma.  
Confezionati singolarmente in pratici blister.




Revisione del 12.03.2008

CODICE	Ø int. mm.	Ø ext. mm.	Adatto per tubi di silicone dal CH al CH	SH	CH	Lunghezza mm.
CONN20X40	2	4	10 al 14	D46	12	70
CONN30X50	3	5	15 al 19	D46	15	70
CONN40X60	4	6	20 al 24	D46	18	70



## CONNETTORE Mod: FLESSIBILE CONICO PER DRENAGGI



#### SPECIFICHE

Realizzato in silicone (tubo terminale) e polipropilene trasparente (cono di collegamento).  
Diametro interno minimo: 2 mm.  
Diametro esterno cono: da 6 a 11 mm.  
Lunghezza complessiva: 10 cm.  
Diametro interno tubo terminale: 3,18 mm.  
Diametro esterno tubo terminale: 6,35 mm.  
Sterilizzati a raggi gamma.  
Confezionati singolarmente in pratici blister.  
Box da 100 pezzi

CODICE: CONN487

## CONNETTORE Mod.: RIGIDO LINEARE BICONICO PER DRENAGGI




#### SPECIFICHE

Realizzato in policarbonato trasparente.  
Diametro interno minimo: 2,3 mm.  
Diametro esterno cono: 4,8 mm.  
Lunghezza complessiva: 25 mm.  
Sterilizzati a raggi gamma.  
Confezionati singolarmente in pratici blister.  
Box da 100 pezzi

CODICE: CONN230

## Mod.: RIGIDO CONICO/LUER FEMMINA PER DRENAGGI



#### SPECIFICHE

Realizzato in PVC trasparente rigido (elemento tubolare) e PVC trasparente morbido di colore giallo (cono luer femmina).  
Diametro interno cono: da 4 a 8 mm.  
Lunghezza complessiva: 5,5 cm.  
Diametro interno tubo terminale: 1 mm.  
Diametro esterno tubo terminale: 2 mm.  
Sterilizzati a raggi gamma.  
Confezionati singolarmente in pratici blister.  
Box da 100 pezzi

CODICE: CONN2F

## CONNETTORE Mod: FLESSIBILE CONICO/LUER FEMMINA PER DRENAGGI



### SPECIFICHE

Cono realizzato in polipropilene trasparente  
Luer realizzato in PVC trasparente  
Elemento tubolare flessibile in silicone  
Ø int. minimo: 2 mm.  
Lunghezza complessiva: 95 mm.  
Ø est. cono: da 6,5 a 11 mm.  
Sterilizzati a raggi gamma.  
Confezionati singolarmente in pratici blister.  
Box da 100 pezzi.

REF CONN484

## CONNETTORE Mod.: RIGIDO CONICO/LINEARE PER DRENAGGI



### SPECIFICHE

Realizzati in materiale plastico stirenico trasparente  
Lunghezza complessiva: 70 mm.  
Ø int. tubo terminale: 4,0 mm.  
Ø ext. tubo terminale: 5,0 mm.  
Sterilizzati a raggi gamma.  
Confezionati singolarmente in pratici blister.  
Box da 100 pezzi.

### REF CONN50M

Ø int. minimo: 3 mm.  
Ø ext. cono: da 4 a 5 mm.

### REF CONN50S

Ø int. minimo: 2 mm.  
Ø ext. cono: da 3 a 4 mm.

## CONNETTORE Mod.: SET CONNETTORI PER DRENAGGI



Riunisce in una solo blister i tre connettori REF  
CONN50M, REF CONN50S e REF CONN40X60.

Sterilizzati a raggi gamma.  
Confezionati in set come da foto in pratici blister.  
Box da 100 sets.  
REF CONN485



CLASSE I STERILE R

REGOLA I 2 LATEX

Drenaggi

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it