

MED-X ray drain



Catetere di drenaggio in silicone con linea radiopaca



SCOPO

MED-X ray DRAIN
Drenaggio intra-operatorio in silicone

Considerato che la nuova direttiva 93/42 ha reso sempre più complessa la "auto-produzione" in sala operatoria dei drenaggi intra-operatori speciali tramite l'impiego di tubi di PVC o silicone Medical Grade in rulli, si è creata la necessità da parte dell'industria di predisporre una serie di drenaggi speciali che soddisfacessero le suddette esigenze e che potessero venire offerti già sterili e pronti per l'uso.

Tale tipologia di drenaggi, particolarmente usati nella chirurgia addominale e toracica, si discosta dallo standard per quanto concerne le lunghezze, le morbidezze e le estensioni della parte perforata.

CARATTERISTICHE

Prodotto in morbido silicone, biocompatibile e idrorepellente

SPECIFICHE

Confezionati singolarmente in busta a doppio involucro. Box da 20 pezzi. Sterilizzato a raggi gamma.




CLASSE IIa
REGOLA 7



Revisione del 27.02.2009

	Ø interno mm.	Ø esterno mm.	Numero fori	Diametro fori mm.	Shore	CH esterno	Codice (lunghezza tubo 70 cm.)	Codice (lunghezza tubo 50 cm.)
	3,35	4,65	8	4	62	14	A03350465C6T	A03350465C6R
	3,35	5,5	8	4	62	15	A03350550C6T	A03350550C6R
	3,18	6,35	8	4	62	19	A03180635C6T	A03180635C6R
	5	7	8	5	62	21	A05000700C6T	A05000700C6R
	4,8	7,9	8	5	62	24	A04800790C6T	A04800790C6R
	6,4	9,5	8	7	62	30	A06400950C6T	A06400950C6R
	6,4	9,5	16	3	62	30	A06400950G6T	A06400950G6R
	6,4	11	8	8	62	33	A06401100C6T	A06401100C6R
	6,4	11	16	3	62	33	A06401100G6T	A06401100G6R
	9,5	12,7	8	8	62	36	A09501270C6T	A09501270C6R
	7,9	12,7	8	8	62	36	A07901270C6T	A07901270C6R
	7,9	12,7	16	3	62	36	A07901270G6T	A07901270G6R

Determinazione del REF:



Drenaggi

Distribuito da:



Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it