

# Set per drenaggio Mini a bassa pressione di vuoto

## Scopo

Per il drenaggio postoperatorio delle secrezioni delle ferite mediante bassa pressione di vuoto, in particolare in neurochirurgia e nella chirurgia del collo e della mano.

## Caratteristiche

- contenitore a soffiutto da 30 ml.
- aspirazione iniziale di 80 mm/Hg
- ideale per la chirurgia minore
- può essere svuotato
- soffiutto semitrasparente per l'osservazione del contenuto
- set completo di drenaggio con ago di trasfissione incorporato
- drenaggio con linea radiopaca

## Specifiche

### Contenitore a soffiutto

Prodotto in polietilene (PE)

### Drenaggio (Redon e Ulmer)

Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade

Durezza "Shore A" 69

Lunghezza 500 mm.

Confezionato in doppia busta tipo "PEEL"

Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)

Confezione da 50 pezzi

Box da 200 pezzi

Non contiene lattice, invasivo



Revisione del 26.09.2006





CLASSE IIa

REGOLA 7

STERILE EO



Confezione da 50 Pezzi Box da 200 Pezzi	Diametro interno/esterno mm.	Lunghezza di perforazione su drenaggio mm.	Lunghezza dell'introduttore in acciaio inossidabile mm.	Codice
 Con Drenaggio Redon e con introduttore - CH 06	1.1/2.0	70	55	13001183
 Con Drenaggio Ulmer e con introduttore - CH 08	1.6/2.7	60	75	13002183

Drenaggi

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it