

# Tubo in silicone "medical grade"



## SCOPO

Prodotto in puro silicone "medical grade" per molteplici usi medico-chirurgici, drenaggio intra-operatorio incluso.

## CARATTERISTICHE

Idrorepellente. Mantiene la sua flessibilità in un ampio arco di temperature e non risente di eventuali sterilizzazioni ripetute anche se ravvicinate. Shore 60.

## SPECIFICHE

Non sterile. Sterilizzabile in autoclave a 121°C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti. Disponibile in confezione da 15 metri nei seguenti diametri:



Revisione del 26.09.2006



CLASSE IIa  
REGOLA 7



CODICE	Ø int. mm.	Ø ext. mm.	CH
TS0,76x1,65	0,76	1,65	5
TS1x3	1	3	9
TS1,02x2,16	1,02	2,16	7
TS1,57x2,41	1,57	2,41	7
TS1,57x3,18	1,57	3,18	10
TS1,98x3,18	1,98	3,18	10
TS2,64x4,88	2,64	4,88	13
TS3x4	3	4	12
TS3,18x6,35	3,18	6,35	19
TS3,35x4,65	3,35	4,65	14
TS4x8	4	8	24
TS4,8x7,9	4,8	7,9	24
TS4,8x9,5	4,8	9,5	29
TS5x7	5	7	21
TS5,8x11,18	5,8	11,18	34
TS6x8	6	8	24

CODICE	Ø int. mm.	Ø ext. mm.	CH
TS6,4x9,5	6,4	9,5	29
TS6,4x11,1	6,4	11,1	33
TS6,4x12,7	6,4	12,7	38
TS6,9x9,5	6,9	9,5	28
TS7x12	7	12	36
TS7,9x12,7	7,9	12,7	38
TS8x12	8	12	36
TS9x13	9	13	39
TS9,5x12,7	9,5	12,7	38
TS9,5x14,3	9,5	14,3	43
TS9,5x15,9	9,5	15,9	48
TS10x16	10	16	48
TS12x16	12	16	48
TS12,7x17,5	12,7	17,5	52
TS12,7x19,05	12,7	19,05	57
TS14x18	14	18	54
TS15,9x22,23	15,9	22,23	67

Drenaggi

Distribuito da:

**S**imitalia s.r.l.<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it