

# Sonda per alimentazione Metric/Xray

## Scopo

Nutrizione enterale, somministrazione di farmaci a prematuri o neonati.

## Caratteristiche

- punta distale morbida ed arrotondata per una introduzione facile ed atraumatica
- trattamento "frozen" della superficie trasparente, elimina il bisogno di lubrificanti
- Dotato di linea radiopaca e scala metrica graduata ogni cm. a partire da 5cm. dalla punta
- trasparente per l'osservazione del liquido somministrato
- 2 fori laterali asimmetrici per minimizzare il rischio di rigurgito
- nessun reflusso del liquido somministrato quando il tappo viene chiuso
- connettore luer femmina
- **impiego fino a 4 settimane**
- Dispositivo **privo di Ftalati**



Revisione del 20.06.2011

## Specifiche

Tubo prodotto PVC ammorbidente: poliadiapati, medical-grade, Shore A 78

Connettore: PVC, Shore A 78

Confezionato in busta singola tipo "PEEL"

Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)

Non contiene lattice – Invasivo



**CLASSE IIa**




0459

**REGOLA 5**



**Dispositivo privo di Ftalati**

Lung.  
connettore  
25 mm.



	Lunghezza senza connettore mm.	Diametro esterno del tubo mm.				
		1.3 CH 04 CODICE	1.7 CH 05 CODICE	2.0 CH 06 CODICE	2.7 CH 08 CODICE	3.3 CH 10 CODICE
 Feeding con linea radiopaca e scala metrica	375 Confezione Box	1202118X 100 1000	1202418X 100 1000	1202718X 100 1000	1203018X 100 1000	1203318X 100 1000
	475 Confezione Box	1202218X* 100 1000	1202518X* 100 1000	1202818X 100 1000	1203118X 100 1000	1203418X* 100 1000
	975 Confezione Box		1211018X* 1800	1211118X* 1800	1211218X* 1800	1211318X* 1800

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta