

Sonda duodenale di Levin - Sonda duodenale di Ryles

Scopo

Introduzione nasogastrica per l'alimentazione enterale o l'aspirazione passiva delle secrezioni intestinali

Caratteristiche

- 4 larghi fori laterali che ottimizzano l'efficacia
- fori adeguati al fine di evitare l'ostruzione del tubo
- resistente al collabimento
- materiale trasparente facilita l'osservazione di ciò che viene aspirato
- superficie "FROZEN", elimina il bisogno di lubrificanti
- la linea e la punta radiopache (Ryles) assicurano il controllo della posizione
- codice colore per una rapida identificazione del CH
- **impiego fino a 4 settimane**
- Dispositivo **privo di Ftalati** come suggerito dal Ministero della Salute (rif. Relazione Consiglio Superiore di Sanità - sessione XLV del 2-6.05.05 eventualmente disponibile a richiesta)

Tubo duodenale Levin


4 tacche identificate ad intervalli di 100 mm. dalla punta distale (tacca I a 450 mm., tacca II a 550 mm., tacca III a 650 mm. e tacca IIII a 750 mm.)
Non contiene lattice, invasivo

Tubo duodenale Ryles

3 tacche identificate ad intervalli di 130 mm. dalla punta distale (tacca I a 380 mm., tacca II a 510 mm. e tacca III a 640 mm.)
Non contiene lattice, invasivo

Specifiche


Tubo prodotto PVC ammorbidente: poliadiptati, medical-grade, Shore A 78
Connettore: PVC, Shore A 78
Confezionato in busta singola tipo "PEEL"
Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)




Revisione del 11.11.2008





CLASSE IIa
REGOLA 5



Dispositivo privo di Ftalati



Duodenale Levin	Shore A durezza	Lunghezza senza cono mm.	Diametro esterno del tubo mm.						
			2.7 CH 08 CODICE	3.3 CH 10 CODICE	4.0 CH 12 CODICE	4.7 CH 14 CODICE	5.3 CH 16 CODICE	6.0 CH 18 CODICE	6.7 CH 20 CODICE
 Punta distale aperta - con linea radiopaca	78	1210 Box	10001183 100	10002183 100	10003183 100	10004183 50	10005183 50	10006183 50	10007183* 200
 Punta distale chiusa - linea e punta radiopache Adattatore luer separato	78	1210 Box	11001183* 800	11002183* 800	11003183* 800	11004183* 600	11005183* 600	11006183* 600	11007183* 200

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



Distribuito da:



Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it