

Sonda gastrica - Cannula rettale

Scopo

Sonda gastrica

Introdotta per svuotare il contenuto dello stomaco o per il lavaggio gastrico.

Cannula rettale

Introdotta per la somministrazione dei medicinali o il drenaggio del retto.

Caratteristiche

- 2 larghi fori laterali e punta distale chiusa arrotondata
- drenaggio efficace ed atraumatico
- superficie "Frozen" riduce la necessità di lubrificanti
- non si annoda o si attorciglia
- **impiego fino a 4 settimane**
- Dispositivo **privo di Ftalati** come suggerito dal Ministero della Salute (rif. Relazione Consiglio Superiore di Sanità - sessione XLV del 26.05.05 eventualmente disponibile a richiesta)

Specifiche

Tubo prodotto PVC ammorbidente: poliadiptati, medical-grade, Shore A 78-80

Connettore: PVC, Shore A 78

Invasivo, non contiene lattice

Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)



Revisione del 1.11.2008

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Lung. cono 40 mm.	Diametro esterno del tubo mm. mm.	CH	Sonda gastrica - CODICE	Cannula rettale - CODICE
			Lunghezza senza cono 760 mm.	Lunghezza senza cono 360 mm.
	4.0	CH 12	23001183* Box 800 pz.	
	4.7	CH 14	23002183* Box 600 pz.	
	5.3	CH 16	23003183* Box 600 pz.	
	6.0	CH 18	23004183* Box 600 pz.	14003183* Box 1600 pz.
	6.7	CH 20	23029183* Box 200 pz.	14006183* Box 1800 pz.
	7.3	CH 22	23030183 Box 200 pz.	14008183 Conf. 100 Pz. / Box 600 pz.
	8.0	CH 24	23007183* Box 200 pz.	14010183* Box 1800 pz.
	8.2	CH 25	23031183* Box 200 pz.	14012183 Conf. 100 pz. / Box 600 pz.
	9.3	CH 28	23032183* Box 150 pz.	14016183 Conf. 100 pz. / Box 400 pz.
	10.0	CH 30	23033183* Box 150 pz.	14018183 Conf. 100 pz. / Box 400 pz.
	10.7	CH 32	23034183* Box 150 pz.	
	11.7	CH 35	23035183* Box 150 pz.	



Distribuito da:



Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it