

Cappucci protettivi per Aghi di Steinmann e Fili di Kirschner



SCOPO

Cappucci per la protezione di paziente, staff, vestiario e biancheria dalle estremità acuminata degli Aghi di Steinmann e dei Fili di Kirschner utilizzati in Ortopedia per l'applicazione di trazione scheletrica.

CARATTERISTICHE

Sono realizzati in termoplastica e disponibili in tre misure adatte a tutti gli 11 Aghi di Steinmann e ai Fili di Kirschner.

- I cappucci protettivi gialli (misura small) sono confezionati singolarmente per consentirne l'uso in quelle applicazioni nelle quali generalmente solo una estremità rimane esposta.
- I cappucci protettivi blu (misura medium) e rossi (misura large) sono confezionati a coppie, poiché entrambe le estremità sono generalmente esposte in tale applicazione.
- Tutti i cappucci protettivi sono forniti in confezione sterile e dotati di una guaina di protezione per minimizzare il rischio di contaminazione
- Monouso
- Sterili (ossido di etilene)
- 60 pezzi per box.



CLASSE I

REGOLA 4



STERILE EO

Codice	Quantità per confezione	Adatto per Ago/Filo avente diametro compreso tra: (mm.)	Adatto per Ago/Filo avente diametro compreso tra: (pollici)	Colore	Confezionamento
10-1-001	1	0,7 - 1,6	0,028 - 0,062	Giallo	Box da 60 pz.
10-1-002	2	2 - 3,2	0,078 - 0,125	Blu	Box da 60 pz.
10-1-003	2	3,5 - 4,7	0,141 - 0,188	Rosso	Box da 60 pz.
10-1-000	Assortiti	Assortiti	Assortiti	Assortiti	Box da 60 pz. (40 gialli, 10 blu, 10 rossi)

Revisione del 06.09.2007

Ortopedia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it