



Braccialetti di identificazione per mamma e neonato



BOX



SCOPO

Braccialetti di identificazione anti manomissione per mamma e neonato. (conformi alle "Linee guida sulle modalità per l'identificazione del neonato al momento della nascita" pubblicate come supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del 23-1-2002 Serie generale - n. 19)

CARATTERISTICHE

- Prodotti in morbido PVC atossico e anallergico spessore 0,45 mm. durezza 40 PH
- Non contengono lattice
- Una volta chiusi non è più possibile riaprirli se non tagliandoli
- Disponibili in vari colori: Bianco ghiaccio, Azzurro, Rosa
- Con inserto in cartoncino bianco scrivibile anti manomissione: l'inserto in cartoncino è dotato di parte terminale con strappo pre-tagliato. Una volta trascritti i dati del paziente sul cartoncino e dopo averlo inserito nell'apposita tasca, strappando la parte terminale è poi impossibile estrarre il cartoncino dal braccialetto.
- I braccialetti vengono forniti accoppiati (vedi foto sopra) in modo da rendere univoca la corrispondenza mamma/neonato
- La coppia di braccialetti è numerata progressivamente con inchiostro indelebile.
- Confezionati in pratica scatola con apertura verso l'alto contenente 50 coppie
- Non sterili e non sterilizzabili
- Non invasivi

CODICE	COLORE	MODELLO	BOX
SIMBAND 10	BIANCO GHIACCIO	CON INSERTO SCRIVIBILE	50 coppie
SIMBAND 11	AZZURRO	CON INSERTO SCRIVIBILE	50 coppie
SIMBAND 12	ROSA	CON INSERTO SCRIVIBILE	50 coppie

Ostetricia e
Ginecologia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it