

Clamp per cordone ombelicale

Scopo

Per una presa sicura del cordone ombelicale immediatamente dopo la nascita del bambino

Caratteristiche

- chiusura di sicurezza con scatto che indica l'avvenuto bloccaggio della pinza e garantisce una perfetta chiusura eliminando il rischio di aperture accidentali
- dentatura a rilievi arrotondati posti sull'intera lunghezza dei morsi che mantiene il cordone ombelicale nella stessa posizione

Specifiche

Prodotta in poliammide bianco (PA) medical-grade
Lunghezza 53 mm.
Confezionato in busta singola tipo "PEEL"
Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)
Non contiene lattice, non invasivo



Revisione del 26.09.2006

Tronchesina per clamp ombelicale

Scopo

Rimozione della clamp ombelicale dal cordone ombelicale del neonato.

Caratteristiche

- lama tagliente protetta per evitare il rischio di ferire la cute del bambino
- presa salda sulla clamp durante la fase del taglio dell'occhiello della clamp
- colore verde, facilmente visibile tra le coperte del letto ed i pannolini



CLASSE Is

STERILE EO



0459

REGOLA 1



Specifiche

Prodotta in poliacetato rinforzato
Lunghezza 125 mm.
Lama tagliente in acciaio inossidabile
Confezionato in busta singola tipo "PEEL"
Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)
Non contiene lattice, non invasivo

	Codice	Confezione/Box
 Pinza per cordone ombelicale	84005183	100/1200 pz.
 Tronchesina per clamp ombelicale	84006183	25/200 pz.

Ostetricia e
Ginecologia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it