

Estrattore di muco



CLASSE Is

STERILE EO

0459

REGOLA 5



SCOPO

Aspirazione delle secrezioni dell'oro-faringe nei neonati per mantenere libero l'apparato respiratorio o per prelevare del muco per esami microbiologici.

CARATTERISTICHE

A camera singola

- contenitore resistente e trasparente, osservazione diretta delle secrezioni
- disponibile anche con tappo supplementare per il trasporto sicuro fino al laboratorio

A camera doppia

- contenitore resistente e trasparente, osservazione diretta delle secrezioni
- raccomandato per l'uso con aspiratore

SPECIFICHE

A camera singola

Prodotto in polipropilene

Capacità 20 ml.

Catetere in cloruro di polivinile (PVC)

A doppia camera




Prodotto in cloruro di polivinile (PVC)

Capacità 2 x 15 ml.



Revisione del 10.12.2006

Confezionati in busta singola tipo "PEEL"
Sterilizzati ad ossido di etilene (EO)
Invasivi – Non contengono lattice

| | Shore A durezza | Lunghezza (mm.) | Codice | Diametro esterno del tubo mm. | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | 3.3 CH 10 Codice | 4.0 CH 12 Codice | 4.7 CH 14 Codice | Confezione Box |
|  Con tappo chiusura extra | 78 | 370 | | 17005183 | 17006183 | 17008183 | Conf. 50 Box 200 |
| | 78 | 490 | | | 17007183* | 17009183* | Box 600 |
|  Con tappo chiusura extra e connettore | 78 | | 17021183* | | | | Box 600 |
|  Camera doppia | 64 | 370 | | 17001183 | 17002183 | 17004183 | Conf. 50 Box 200 |

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

**Ostetricia e
Ginecologia**

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it