

# Muco Safe - Estrattore di muco con filtro

## SCOPO

Aspirazione delle secrezioni dell'oro-faringe nei neonati per mantenere libero l'apparato respiratorio o per prelevare del muco per esami microbiologici.

## CARATTERISTICHE

- contenitore resistente e trasparente, osservazione diretta delle secrezioni
- disponibile anche con tappo supplementare per il trasporto sicuro fino al laboratorio
- etichetta autoadesiva per l'identificazione del neonato
- raccomandato per l'aspirazione orale
- filtro idrofobico, previene la trasmissione di muco nella bocca della ostetrica durante la procedura di aspirazione
- filtro testato per il virus HIV
- foro distale morbido ed arrotondato
- atraumatico per il tessuto del neonato

## SPECIFICHE

Prodotto in polipropilene

Capacità 20 ml.

Catetere in cloruro di polivinile (PVC) medical-grade

Il filtro resiste alla pressione di 105 mm/Hg

Confezionato in busta singola tipo "PEEL"



Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)

Invasivo – Non contiene lattice



CLASSE Is  
REGOLA 5



	Shore A durezza	Lunghezza (mm.)	Codice	Diametro esterno del tubo mm.		
				3.3 CH 10 Codice	4.0 CH 12 Codice	4.7 CH 14 Codice
 <p>Muco Safe con filtro e tappo chiusura extra</p> <p><b>HIV-TEST</b></p>	78	370		17029183 Conf. 50 Box 200	17030183 Conf. 50 Box 200	17031183 Conf. 50 Box 200
 <p>Muco Safe con filtro, connettore e tappo di chiusura extra</p> <p><b>HIV-TEST</b></p>	78		17032183* Box 600			

\*Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

**Ostetricia e  
Ginecologia**

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it