

# Pessari in silicone Medical Grade, Latex free, Sterili



Pessario in silicone biocompatibile platinico *Medical grade* per il contenimento del prolasso uterino.

## Caratteristiche

- Massimo confort dovuto alla morbidezza del materiale ed al peso, circa la metà, rispetto ai tradizionali pessari in gomma rossa;
- Massima tollerabilità grazie al grado medicale del silicone utilizzato ed all'assenza di lattice e ftalati;
- Massima sicurezza: il dispositivo è sterile e monouso;
- Massima maneggevolezza da parte del personale medico che deve eseguire l'applicazione: il dispositivo è pronto all'uso, confezionato in busta singola con apertura "peel".
- Disponibili in 7 misure da 60 a 90mm. di diametro
- Il dispositivo deve essere prescritto e posizionato esclusivamente da personale medico specializzato e abilitato.

## Specifiche

Prodotto in silicone biocompatibile platinico *Medical grade* 100% di colore rosso.

Diametro sezione 12,3mm.

Confezionato in busta singola tipo "PEEL"

Box da 1pz.

Sterilizzato a raggi gamma

Non contiene lattice, invasivo



CLASSE IIb  
REGOLA 5



REF	Diametro esterno pessario
A930244734	60
A930244761	65
A930244785	70
A930244797	75
A930244811	80
A930244823	85
A930244672	90

Ostetricia e  
Ginecologia

Distribuito da:

**S**imitalia s.r.l.<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it