

Bacinella reniforme monouso



Revisione del 14.09.2009



SCOPO

Per raccogliere liquidi ed oggetti usati.

SPECIFICHE

Prodotta in HIPS (HIGH IMPACT POLYSTYRENE)

Compatibile con alimenti

Monouso

Capacità 50cl.

Confezione bulk non sterile

Box da 500 pz.

Dimensioni 250x150x35mm.

CODICE

1400

**Prodotti
vari**

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it