


Braccialetti di identificazione per adulti



BOX



SCOPO

Braccialetti di identificazione per adulti anti manomissione.


CARATTERISTICHE

- Conformi alla raccomandazione n.3, Marzo 2008 del Ministero della Salute " Raccomandazione per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura"
- Prodotti in morbido PVC atossico e anallergico spessore 0,45 mm. durezza 40 PH
- Privi di lattice
- Una volta chiusi non è più possibile riaprirli se non tagliandoli
- Disponibili in due versioni:
 - ⇒ Con superficie bianca scrivibile tramite un qualsiasi pennarello indelebile
 - ⇒ Con inserto in cartoncino bianco scrivibile, anti manomissione: l'inserto in cartoncino è dotato di parte terminale con strappo pre-tagliato. Una volta trascritti i dati del paziente sul cartoncino e dopo averlo inserito nell'apposita tasca, strappando la parte terminale è poi impossibile estrarre il cartoncino dal braccialetto.
 - ⇒ Non sterili e non sterilizzabili
- Confezionati in pratica scatola con apertura verso l'alto contenente 100 pz.
- Non invasivi

CODICE	COLORE	MODELLO	BOX
SIMBAND 20	BIANCO	CON INSERTO SCRIVIBILE	100 pz.
SIMBAND 30	BIANCO	SCRIVIBILE	100 pz.

**Prodotti
vari**

Distribuito da:



Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it