

Connettori vari


Connettori retti e a Y

Scopo

Per raccordare tubi (aspirazione, ecc.)


Specifiche

Prodotto in polipropilene trasparente
 - Non invasivo - Non contiene lattice
 - Non sterile - Sterilizzabile a ossido di etilene



Codice	d1 mm.	D2 mm.	d3 mm.	D4 mm.	L1 mm.	L2 mm.	Confezione (pz.)
CONN4-4	4	6	4	6	46,5	-	Conf. 200 Box 2400
CONN7-7	7	10	7	10	54	-	Conf. 200 Box 2400
CONN6-15-6	6,5	15,5	6,5	15,5	91	-	Conf. 100 Box 1000
CONN10-10	9,5	14	9,5	14	56	-	Conf. 200 Box 2000
CONN4-7	4	7	6	11	55	-	Conf. 200 Box 3000
CONN7-10	7	11,5	10	15	60	-	Conf. 200 Box 2400
CONN7-7-7	5,5	7,5	5,5	7,5	31	31	Conf. 100 Box 1500
CONN9-9-9	8	10,5	8	10,5	31	28	Conf. 100 Box 1500

Revisione del 18.03.2009



Connettore per catetere


Scopo

Fornire ai coni di collegamento la dimensione luer

Specifiche

Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) verde
 Lunghezza 40 mm.
 La parte filettata è adatta al cono di collegamento CH 04-18
 Con luer femmina
 Confezionato in busta singola tipo "PEEL"
 Confezione da 100 pz.
 Box da 800 pz.
 Non invasivo - Non contiene lattice
 Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)

Cod. 84010183



Prodotti
vari

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
 UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
 Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
 E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it