

Fonendoscopio e Stetofonendoscopio



Fonendoscopio tipo leggero, piatto, con membrana. Archetto biauricolare per auscultazione con molla esterna.

Il **FONENDOSCOPIO** è composto da: una testina piatta in alluminio leggero, un archetto biauricolare con in dotazione due olive in PVC, un tubo a "Y" in PVC.

Cod. 909071401



Revisione del 19.02.2009

Stetofonendoscopio leggero, girevole, con membrana ed anellino gomma nello stetoscopio.

Doppia testina: una testina piatta ed una testina a campana, di forma conica. Archetto biauricolare per auscultazione con molla esterna.

Lo **STETOFONENDOSCOPIO** è composto da: una doppia testina commutabile (con un lato piatto ed un lato a campana) in alluminio leggero, un archetto biauricolare con in dotazione due olive in PVC, un tubo a "Y" in PVC.

Cod. 909071413



**Prodotti
vari**

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it